


## Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Icam3/Cd50 Для Wb, Ihc-P, Fc — P32942

Артикул: CM0009460



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ICAM3/CD50. Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Реагирует с человеческим антигеном. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов и взаимодействий иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье мАб к ICAM3/CD50                                                                                                             |
| Примечания/синонимы       | CD50; CDW50; ICAM-R                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 3385                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 3385                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30–114 человеческого ICAM3 (NP_002153.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA                                                                                                    |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                               |
| SWISS                     | P32942                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 60 кДа                                                                                                                                |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                        |