

Поликлональное Антитело Против Icam4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14773

Артикул: CM0029058

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ICAM4 (белок группы крови LW). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований эритрофагоцитоза и адгезии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LW; CD242; ICAM4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3386
GeneID	3386
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-140 человеческого ICAM4 (NP_001034221.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14773
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом