

Моноклональное Антитело Anti-Icam5 (Телэнцефалин) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q60625

Артикул: CM0009046

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный ICAM5 (телэнцефалин), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для нейробиологических исследований адгезии нейронов и дендритогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к ICAM5
Примечания/синонимы	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7087
GeneID	15898
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-227 мышиного ICAM5 (NP_032345.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q60625
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом