

Поликлональное Антитело Anti-Ick Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Upz9

Артикул: CM0026516

введение

Готовое к применению в IVD поликлональное антитело против ICK, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на серин/треонин-протеинкиназу ICK (Q9UPZ9) для исследований цилиогенеза, развития и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICK Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22858
ID гена	22858
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого ICK (NP_057597.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPZ9
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом