

Анти-Icmt Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - O60725

Артикул: CM0015769

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к ICMT, валидированные для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения путей пренилирования и метилирования белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICMT кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23463
GeneID	23463
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-284 человеческого ICMT (NP_036537.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60725
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом