

Моноклональное Антитело Против Icos/Cd278 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y6W8

Артикул: CM0012342



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому ICOS/CD278, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Направлено на ключевой костимуляторный рецептор Т-клеток, критически важный для иммунных ответов и продукции антител.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICOS/CD278 кроличье мкАнт
Примечания/алиасы	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Вид белка	Человек
GeneID	29851
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ICOS/CD278 (Q9Y6W8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6W8
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет