

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Icos/Cd278 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q9Y6W8

Артикул: CM0024340



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ICOS/CD278 (Q9Y6W8), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований костимуляции Т-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ICOS/CD278 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/Псевдоним      | AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278                                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 29851                                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 29851                                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-140 человеческого ICOS/CD278 (NP_036224.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q9Y6W8                                                                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 23кДа                                                                                                                                                         |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                                              |