


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ict1/Mrp-L58 Для Вб, Ифа — Q14197

Артикул: CM0016969



введение

Кроличья поликлональная антитело против ICT1/MRP-L58 для выявления человеческого и мышиного ICT1 — митохондриальной пептидил-тРНК гидролазы — методами ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследований терминации митохондриальной трансляции и рециклинга рибосом. – Q14197

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICT1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58
Вид	Человек
ID гена (человек)	3396
ID гена	3396
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 30–206 человеческого ICT1 (NP_001536.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14197
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Ледяной пакет