

Поликлональное Антитело Кролика Против Id1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P41134

Артикул: CM0026351

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против ID1 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на ингибитор ДНК-связывающего белка ID-1 с молекулярной массой 16 кДа. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции, клеточной дифференцировки и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ID1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ID; bHLHb24; ID1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3397
ID гена	3397
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-155 человеческого ID1 (NP_002156.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41134
Молекулярная масса белка	16кДа
Доставка	Холодильный пакет