

Поликлональная Кроличья Антитело К Id2 Для Вб, Ифа - Q02363

Артикул: CM0026716



введение

Поликлональная кроличья антитела к человеческому ID2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на транскрипционный регулятор ID2 — ингибитор bHLH, участвующий в процессах дифференцировки, циркадного ритма и развития рака. UniProt: Q02363.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ID2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3398
ID гена	3398
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ID2 (NP_002157.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02363
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С пакетом со льдом