

Поликлональное Антитело Кролика Против Id3 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02535

Артикул: CM0027711



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ID3, подходит для ИHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает ID3 человека, мыши, крысы. Исследуйте пути транскрипционной регуляции, миогенеза и циркадных часов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ID3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HEIR-1; bHLHb25; ID3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3399
ID гена	3399
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-119 человеческого ID3 (NP_002158.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02535
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом