

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ide [Валидировано Kd] Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P14735

Артикул: CM0004578



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого IDE, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознает IDE человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения деградации инсулина и клиренса бета-амилоида. SWISS: P14735.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Инсулин-деградирующий фермент/IDE, кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	INSULYSIN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3416
ID гена	3416
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого инсулин-деградирующего фермента (IDE) (NP_004960.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14735
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	С ледяным пакетом