

Поликлональное Антитело Против Idh1 Для Wb, If/Icc, Ифа - 075874

Артикул: CM0024338



введение

Кроличье поликлановое антитело к IDH1 от CamelBio нацелено на цитоплазматическую изоцитратдегидрогеназу, валидировано для ВБ, IF/ICC, ИФА в образцах человека, мыши, крысы, обезьяны. Необходимо для исследования метаболизма рака и цикла трикарбоновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к IDH1
Примечания/алиасы	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3417
GeneID	3417
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 100-200 IDH1 человека (NP_005887.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	075874
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник