

Кроличье Моноклональное Антитело Против Idh1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O75874

Артикул: CM0007639



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IDH1, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Детектирует цитоплазматическую NADP-изоцитратдегидрогеназу, критически важную для генерации NADPH и метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IDH1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3417
ID гена	3417
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75874
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом