

Анти-Idh2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

Артикул: CM0003306



введение

CamelBio предлагает IDH2 кроличье mAb (P48735) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает IDH2 человека, мыши, крысы. Надежен для исследований метаболизма и изучения заболеваний. Комплексное снабжение IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IDH2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3418
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 353-452 IDH2 человека (P48735)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48735
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом