

Кроличья Поликлональная Антитело К Idh3A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50213

Артикул: CM0018002



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому IDH3A, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Рекомбинантный белок в качестве иммуногена гарантирует специфичность. Подходит для изучения цикла Кребса и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IDH3A кроличье пАб
Примечания/Алиасы	RP90; IDH3A
Вид	Человек
GeneID	3419
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-366 человеческого IDH3A (NP_005521.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50213
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом