

Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Idh3B Для Wb, If, Elisa - O43837

Артикул: CM0017369



введение

Кроличьи поликлональные антитела против IDH3B, бета-субъединицы митохондриальной изоцитратдегидрогеназы, зависимой от NAD. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИКК (IF/ICC) и ИФА (ELISA), проявляют реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований цикла Кребса и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	IDH3B Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RP46; IDH3B
Вид	Человек
ID гена (человек)	3420
ID гена	3420
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-170 человеческого IDH3B (NP_008830.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43837
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим