


Поликлональное Антитело Rabbit Polymab® К Ido1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P14902

Артикул: CM0003468



введение

Высококачественное Поликлональное антитело Rabbit PolymAb® к IDO1 для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает человеческий IDO1 (P14902) — ключевой фермент катаболизма триптофана и иммунной толерантности, подходит для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело Rabbit PolymAb® к IDO1
Примечания/Алиасы	IDO; INDO; IDO-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3620
GeneID	3620
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-403 человеческого IDO1 (NP_002155.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14902
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодовая упаковка