


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ids Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P22304

Артикул: CM0023420



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого идуронат-2-сульфатазы (IDS). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований лизосомных болезней накопления и исследований биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	IDS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3423
GeneID	3423
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-290 человеческого IDS (NP_000193.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22304
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	С ледяным пакетом