

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ier5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q5Vy09

Артикул: CM0020744



введение

Кроличьи поликлональные антитела против белка гена немедленного раннего ответа 5 (IER5), валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Подходят для образцов человека, мыши, крысы. Участвует в регуляции транскрипции, реакции на тепловой шок и контроле клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IER5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SBBI48; IER5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51278
GeneID	51278
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 белка IER5 человека (NP_057629.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VY09
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом