

Поликлональные Антитела К Anti-Iffo2 Для Wb, Elisa - Q5Tf58

Артикул: CM0026120

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против IFFO2 (Intermediate filament family orphan 2), валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения этого консервативного белка промежуточных филаментов с доменом свернутой спирали.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFFO2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IFFO2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	126917
GeneID	126917
Иммуноген	Рекомбинантный белок IFFO2 человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5TF58
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом