

Антитело Кролика Против Ifi16 (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q16666

Артикул: CM0017380



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого IFI16 (синонимы: PYHIN2, IFNGIP1), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезно для исследований врожденного иммунитета, воспаления и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFI16 кролик pAb
Примечания/Синонимы	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3428
ID гена	3428
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого IFI16 (NP_001351796.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16666
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом