

Поликлональная Кроличья Антитела Против Ifi16 - Q16666

Артикул: CM0022818



введение

Кроличья поликлональная антитела к IFI16 для ВБ, ПЦФ, ИФА. Обнаруживает человеческий IFI16 — сенсор ДНК врожденного иммунитета и регулятор транскрипции, участвующий в противовирусной защите и развитии рака. Идеально подходит для иммунодетекционных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFI16 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; гамма-интерферон-индуцируемый белок 16
Вид	Человек
ID гена (человек)	3428
ID гена	3428
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 500–785 человеческого IFI16 (NP_001351796.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16666
Молекулярная масса белка	75 кДа / 82 кДа / 88 кДа
Доставка	Холодильный пакет