

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ifi27 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40305

Артикул: CM0015947

введение

Кроличьи поликлональные антитела против IFI27 (также известного как ISG12A) специфически распознают индуцируемый интерфероном альфа митохондриальный белок 27. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, перекрестно реагируют с белком крысы. Идеальны для исследования апоптоза, индуцированного интерфероном I типа, механизмов противовирусной защиты и митохондриальной сигнализации. Получены против синтетического пептида в области аминокислот 1-100 человеческого белка IFI27.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против IFI27
Примечания/Альтернативные названия	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
Вид	Человек
GeneID	3429 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка IFI27 (NP_005523.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P40305
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом