

Поликлональное Антитело Кролика К Ifi35 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P80217

Артикул: CM0018777

введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому IFI35 (IFP35), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека и мыши. IFI35 — это интерферон-индуцированный белок, который регулирует врожденные иммунные ответы и сигнализацию через NF-каппа-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFI35 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IFP35; IFI35
Вид	Человек
ID гена (человек)	3430
ID гена	3430
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-288 человеческого IFI35 (NP_005524.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P80217
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом