

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ifi44 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Tcb0

Артикул: CM0027145

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против IFI44, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Распознает IFI44 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения интерферон-индуцированных микротрубочковых структур и протеомных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFI44 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p44; MTAР44; A430056A10Rik; IFI44
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	10561
GeneID (мышь)	99899
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 100-200 мышиного IFI44 (NP_598632.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TCB0
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет