

Поликлональное Антитело Anti-Ifit3 Для Wb, Elisa — O14879

Артикул: CM0015713



введение

Поликлональное антитело Anti-IFIT3, валидированное для WB и ELISA, подходит для образцов человека, мыши и крысы. Исследуйте противовирусные механизмы и врождённый иммунитет с этим высококачественным реагентом от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IFIT3
Примечания/синонимы	P49; Ifi49; IFIT3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3437
GeneID	15959
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 мышиного IFIT3 (NP_034631.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14879
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом