

Поликлональные Антитела К Ifit3 Для Вб, Игг-П, Ифа — O14879

Артикул: CM0030126



введение

Кроличьи поликлональные антитела к IFIT3, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Реагируют с IFIT3 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения врожденного противовирусного иммунитета, регуляции клеточного цикла и сигнальных путей интерферона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFIT3 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	P49, Ifi49, IFIT3
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3437
ID гена	15959
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 128-331 мышиного IFIT3 (NP_034631.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14879
Молекулярная масса белка	56кДа
Доставка	Айс-бокс