

Анти-Ifitm3 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q01628

Артикул: CM0006598

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IFITM3 (1-8U, IP15, DSPA2b), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для изучения врожденного противовирусного иммунитета и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFITM3 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	10410
GeneID	10410
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-57 человеческого IFITM3(NP_066362.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01628
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом