


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Ifn-Beta Для Wb, Elisa - P01574

Артикул: CM0012056



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IFN-beta для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований врожденного иммунитета, противовирусного ответа и онкологии. Рекомбинантный иммуноген, обнаруживает белок 22 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IFN-beta кроличье мАт                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | IFB; IFF; IFNB; IFN-beta                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (Человек)         | 3456                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 3456                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-187 человеческого IFN-beta (NP_002167.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                |
| SWISS                     | P01574                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 22 кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                      |