


Моноклональное Антитело Против Ifn-Gamma Для Вб, Фц, Ифа - P01579

Артикул: CM0006013



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому IFN-gamma, валидированное для ВБ, ФЦ, ИФА. Подходит для изучения функции иммунного интерферона в антимикробных и противоопухолевых ответах. - P01579

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IFN-gamma кроличье МАТ
Примечания/псевдонимы	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
ID гена (человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-166 человеческого IFN-gamma (NP_000610.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ФЦ (внутриклеточное), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодильный пакет