

Поликлональное Антитело Против Ifn-Гамма Для Вб, Игх-П, Ифа — P01579

Артикул: CM0013707



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому IFN-гамма (Интерферон-гамма), подходит для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Молекулярная масса белка ~19 кДа. Предназначено для исследований в области цитокинов и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFN-гамма кроличье пАт
Примечания/алиасы	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 24-161 IFN-гамма (NP_997468.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами