

Кроличья Моноклональная Антитела Против Ifn Гаммы Для Wb, Elisa - P01579

Артикул: CM0007403



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческую IFN гамму, подходит для Вестерн-блота и ELISA. Иммуноген — рекомбинантный белок; перекрестно реагирует с человеческим белком. Полезно для исследований цитокинов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональные антитела к IFN гамме
Примечания/псевдонимы	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Вид	Человек
ID гена (человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–161 человеческой IFN гаммы (NP_000610.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодильный пакет