

Кроличья Моноклональная Антитело Против Ifn-Gamma Для ВБ, Ип, If/Icc, Ihc-P, Ифа - P01579

Артикул: CM0011050



введение

Кроличья моноклональная антитело против IFN-gamma, валидированная для ВБ, ИП, IF/ICC, ИHC-P, ИФА. Обнаруживает человеческий IFN-gamma — ключевой цитокин в антимикробных, противовирусных и противоопухолевых иммунных ответах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитело кролика к IFN-gamma
Примечания/алиасы	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
ID гена (человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 24-166 человеческого IFN-gamma (NP_000610.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, IF/ICC, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19кДа
Доставка	Холодильный пакет