


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Ifn-Гамма Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P01579

Артикул: CM0017179



введение

Предлагаемые для Вестерн-блоттинга и ИФА, эти кроличьи поликлональные антитела направлены против человеческого IFN-гамма, ключевого цитокина в антимикробном и противоопухолевом иммунитете, поддерживая диагностические и исследовательские приложения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFN-гамма кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	IFG; IFI; IMD69; IFN-гамма
Вид	Человек
GeneID	3458 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-гамма (NP_997468.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом