

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ifna10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01566

Артикул: CM0024125

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого интерферона альфа-10 (IFNA10). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для противовирусных исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNA10 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IFN-alphaC; IFNA10
Вид	Человек
GeneID (человек)	3446
GeneID	3446
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-100 человеческого IFNA10 (NP_002162.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P01566
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом