


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ifnar1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Исс, Ифа - P17181

Артикул: CM0023341



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого IFNAR1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований передачи сигналов интерфероном I типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	IFNAR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1
Вид	Человек
ID гена	3454
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470-557 человеческого IFNAR1 (NP_000620.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17181
Молекулярный вес белка	64 кДа
Доставка	Сумка со льдом