

Моноклональное Антитело Против Ifngr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15260

Артикул: CM0002110



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого IFNGR1 (CD119), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения сигналинга интерферона гамма и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] IFNGR1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3459
ID гена	3459
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-489 человеческого IFNGR1 (NP_000407.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15260
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом