

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ifngr1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P15260

Артикул: CM0002065



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IFNGR1 (CD119). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для исследований сигналинга интерферона гамма и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNGR1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3459
ID гена	3459
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 390-489 человеческого IFNGR1 (P15260)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15260
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В сумке-холодпакете