

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Ifngr1 Для Wb, IHC-P, Elisa - P15260

Артикул: CM0027274



введение

Кроличьи поликлональные антитела против IFNGR1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA) в пробах человека, мыши и крысы. Облегчают исследования сигнального пути интерферона гамма и путей иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNGR1 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3459
ID гена	3459
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 270–489 человеческого IFNGR1 (NP_000407.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15260
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет