

Поликлональные Антитела К Anti-Ifngr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P38484

Артикул: CM0027036



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела к IFNGR2 предназначены для использования в методах Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Они обладают перекрестной реактивностью с человеческими, мышиными и крысиными образцами, что облегчает изучение сигнальных путей интерферона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	IFNGR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3460
ID гена	3460
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 238-337 человеческого IFNGR2 (NP_005525.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38484
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом