

Поликлональное Антитело К Ifngr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P38484

Артикул: CM0016716



введение

Это кроличье поликлональное антитело детектирует человеческий IFNGR2 (рецептор интерферона гамма 2), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально для изучения сигналинга интерферона гамма и функции рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNGR2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	3460
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 221-322 человеческого IFNGR2 (NP_005525.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P38484
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В сумке со льдом