

Поликлональные Антитела Против Ifnl1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q8Iu54

Артикул: CM0025975



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого IFNL1 (IL-29), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований противовирусной активности и иммуномодуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNL1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IL29; IL-29; IFNL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	282618
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-200 человеческого IFNL1 (NP_742152.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IU54
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодильник