

Поликлональное Антитело Anti-Ifnl3 Для Ihc-P И Elisa - Q8Izi9

Артикул: CM0015496



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IFNL3 (IL-28B/IL-28C), валидированное для ИHC-P и ELISA, и перекрестно реагирующее с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследования противовирусной защиты, опосредованной интерфероном III типа, в эпителиальных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNL3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	282617
GeneID	282617
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-196 человеческого IFNL3 (NP_742151.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZI9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В сумке со льдом