

Поликлональное Антитело Против Ifnl3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Izi9

Артикул: CM0027953



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого IFNL3 (IL28B/IL28C). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белкам. Для исследований в области противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNL3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	282617
GeneID	282617
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 человеческого IFNL3 (NP_742151.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IZI9
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом