

Кроличья Поликлональная Антитело К Ifnlr1 Для Вб, Ифа - Q8Iu57

Артикул: CM0016960



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к IFNLR1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой. Подходит для изучения противовирусной защиты и сигнализации JAK/STAT в эпителиальных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFNLR1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/12; IL-28R1; IFNLR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	163702
ID гена	163702
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-228 человеческого IFNLR1 (NP_734464.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IU57
Молекулярная масса белка	58кДа
Доставка	С ледяным пакетом