

Кроличья Поликлональная Антитело К Ifrd1 Для Вб, Ифа - 000458

Артикул: CM0029723

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого IFRD1 (PC4/TIS7), для вестерн-блота и ИФА. Проявляет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения опосредованной NGF дифференцировки и регуляции развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к IFRD1
Примечания/Алиасы	PC4; TIS7; IFRD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3475
ID гена	3475
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000458
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет