

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ift57 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nwb7

Артикул: CM0024721

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IFT57 (HIPPI, OFD18), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований цилий и сигнального пути hedgehog.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFT57 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HIPPI; OFD18; MHS4R2; ESRRBL1; IFT57
Вид	Человек
Gene ID	55081
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-429 человеческого IFT57 (NP_060480.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWB7
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом