

Поликлональное Антитело Anti-Ift74 Для Wb, Elisa — Q96Lb3

Артикул: CM0017492

введение

Кроличье поликлональное антитело к гомологу белка интрафлагеллярного транспорта 74 (IFT74), валидированное для WB и ELISA, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований цилиогенеза и флагеллогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело IFT74 pAb
Примечания/синонимы	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80173
Идентификатор гена	80173
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–372 человеческого IFT74 (NP_001092694.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96LB3
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом