

Кроличья Поликлональная Антитело К Ift81 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Wya0

Артикул: CM0028351

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого IFT81 (CDV1), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Проявляет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Разработана для исследований в области ресничек, комплекса В внутрижгутикового транспорта и сигналинга SHH. SWISS: Q8WYA0.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к IFT81
Примечания/аллиасы	DV1; CDV1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; SRTD19; IFT81
Вид	Человек
GeneID	28981
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 550-676 человеческого IFT81 (NP_054774.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WYA0
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Хладоэлемент